

Product Specification Sheet

VWR GC INJECTION PORT SEPTA

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Description	Pk
548-0181	Shimadzu plug, transparent	25
548-0182	Universal high temperature injection port septa, transparent, 9.5 mm	25
548-0183	Universal high temperature injection port septa, transparent, 10 mm	25
548-0184	Universal high temperature injection port septa, transparent, 11 mm	25
548-0185	Universal high temperature injection port septa, transparent, 12.5 mm	25
548-0186	Universal high temperature injection port septa, transparent, 17 mm	25

Other characteristics:

- Low bleeding
- Easy exchange, no sticking to hot surfaces
- Good penetration and sealing properties
- Long-life GC-septa for inlet temperature up to 340 °C

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **July 2013**